

Anti-Dpep2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4A9

Artikelnummer: CM0019441

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DPEP2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattenprotein. DPEP2 ist eine Dipeptidase, die am Leukotrienmetabolismus und an der Entzündungssignalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPEP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MBD2; DPEP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	64174
GeneID	64174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 400-463 des humanen DPEP2 (NP_071750.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4A9
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku