

Anti-Dpf2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92785

Artikelnummer: CM0023548



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes DPF2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Chromatin-Forschung und Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPF2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-200 des humanen DPF2 (NP_006259.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92785
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eispackung