


Anti-Dpf3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q92784

Artikelnummer: CM0021590



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DPF3 (auch bekannt als BAF45C). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Chromatin-Remodellierung und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPF3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8110
GeneID	8110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-200 des humanen DPF3 (NP_036206.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92784
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku