

Polyklonaler Anti-Dph2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqc3

Artikelnummer: CM0022095

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DPH2, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus-DPH2 kreuzreaktiv. Geeignet für die Erforschung der Diphthamid-Biosynthese und des Elongationsfaktors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPH2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1802
GeneID	1802
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-330 des humanen DPH2 (NP_001375.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BQC3
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku