

Anti-Dpm1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60762

Artikelnummer: CM0026242

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen DPM1, die katalytische Untereinheit der DPM-Synthase, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von N-Glykosylierung und GPI-Anker-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPDS; CDGIE; DPM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8813
GenID	8813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 des menschlichen DPM1 (NP_003850.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60762
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel