

Anti-Dpp3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny33

Artikelnummer: CM0017247



Einführung

Mit rekombinantem Protein immunisierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches DPP3, geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktionen von Dipeptidylpeptidase III beim Peptidabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPPIII; DPP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10072
GenID	10072
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem DPP3 (NP_569710.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY33
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel