

Anti-Dpp3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ny33

Artikelnummer: CM0006030



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DPP3, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt DPP3 in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Abbau bioaktiver Peptide.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DPPIII; DPP3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10072
Gen-ID	10072
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 638-737 von humanem DPP3 (Q9NY33) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY33
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel