

Anti-Dppa2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z7J5

Artikelnummer: CM0015063

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen DPPA2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Pluripotenz- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPPA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	151871
GenID	151871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem DPPA2 (NP_620170.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z7J5
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel