


Anti-Dppa3/Stella Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Qzy3

Artikelnummer: CM0019760



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DPPA3/Stella für WB und ELISA. Erkennt Stella aus Maus und Ratte; wichtiger Regulator der epigenetischen Reprogrammierung und des Schutzes der maternalen DNA-Methylierung in frühen Embryonen. Ideal für die Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Stella-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	73708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit humanem Stella (AS 1-150)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8QZY3
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku