

## Anti-Dppa4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L190

Artikelnummer: CM0017094

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches DPPA4, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes DPPA4 bei Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für Forschung im Bereich Stammzellen und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DPPA4 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | 2410091M23Rik; DPPA4                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 55211                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 55211                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-304 von menschlichem DPPA4 (NP_060659.3) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | Q7L190                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 34 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |