

Anti-Dpyd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12882

Artikelnummer: CM0023985

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen DPYD, validiert in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von Pyrimidin-Abbaupwegen und dem 5-Fluorouracil-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPYD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1806
GeneID	1806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-173 von humanem DPYD (NP_000101.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12882
Protein-Gewicht	111kDa
Versand	Eisbeutel