


Anti-Dpys-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14117

Artikelnummer: CM0025780



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DPYS (Dihydropyrimidinase), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Pyrimidinstoffwechsel und verwandten Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPYS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHP; DHPase; DPYS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-519 von humanem DPYS (NP_001376.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14117
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel