


Anti-Dpysl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14195

Artikelnummer: CM0016730



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes DPYSL3 (CRMP-4). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Axonführung und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPYSL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
Spezies	Mensch
GenID	1809
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 440-520 von humanem DPYSL3 (NP_001378.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14195
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel