

Anti-Dr1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01658

Artikelnummer: CM0028458



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-DR1-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Detektiert DR1 (NC2/NC2-beta) in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DR1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1810
GeneID	1810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-176 des menschlichen DR1 (NP_001929.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01658
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel