


Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14763

Artikelnummer: CM0002921



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DR5/TRAILR2/TNFRSF10B (Death receptor 5). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8795
Gen-ID	8795
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 341-440 von humanem DR5/TRAILR2/TNFRSF10B (O14763) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14763
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel