


Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14763

Artikelnummer: CM0015161



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DR5/TRAILR2/TNFRSF10B, validiert für Western Blot und ELISA. Spezifisch für den humanen Death Receptor 5, einen zentralen Mediator der TRAIL-induzierten Apoptose. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung. 48kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Spezies	Human
GeneID (human)	8795
GeneID	8795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-440 des humanen DR5/TRAILR2/TNFRSF10B (NP_003833.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14763
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel