

Anti-Drp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14919

Artikelnummer: CM0024160



Einführung

DRAP1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-DRAP1, einem transkriptionellen Corepressor. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NC2-alpha; DRAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10589
GenID	10589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-150 von humanem DRAP1 (NP_006433.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14919
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel