

Anti-Drd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P21728

Artikelnummer: CM0028119



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DRD1 (Dopamin-D1-Rezeptor), geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und GPCR-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DADR; DRD1A; DRD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1812
GenID	1812
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 338-446 von humanem DRD1 (NP_000785.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P21728
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel