


Anti-Drd4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21917

Artikelnummer: CM0013637



Einführung

Anti-DRD4 polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen DRD4 erzeugt wurde. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Dopamin-D4-Rezeptor in der Neurowissenschaft und Verhaltensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRD4 Kaninchen pAb
B>Anmerkungen/Alias	D4DR; DRD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1815
Gen-ID	1815
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen DRD4 (NP_000788.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P21917
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel