


Anti-Drg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y295

Artikelnummer: CM0026093



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DRG1 (NEDD3), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-Orthologen. Ideal für die Forschung zu GTP-Hydrolyse, Mikrotubuli-Polymerisation und mitotischer Spindelassemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEDD3; DRG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4733
Gen-ID	4733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 158-367 von humanem DRG1 (NP_004138.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y295
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel