

Anti-DrG2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55039

Artikelnummer: CM0019246

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DRG2, eine an der Translation beteiligte GTPase. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit DRG2 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der GTPase-Aktivität und RNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRG2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DRG2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1819
Gen-ID	1819
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-260 des humanen DRG2 (NP_001379.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55039
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku