

Anti-Drosha Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr4

Artikelnummer: CM0003561



Einführung

Hochwertiger anti-DROSHA Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für die miRNA-Biogenese-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DROSHA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	29102
GeneID	29102
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DROSHA (Q9NRR4) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRR4
Proteingewicht	159kDa
Versand	Eistüte