


Anti-Drp1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

Artikelnummer: CM0007079



Einführung

Anti-DRP1 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte, Affe. Zielt auf Dynamin-1-ähnliches Protein ab, das für die mitochondriale Spaltung und das neuronale Überleben entscheidend ist. Ideal für die Zellbiologie und die Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10059
GenID	10059
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 561-670 von menschlichem DRP1 (NP_036192.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	O00429
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel