


Anti-Drp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O00429

Artikelnummer: CM0018996



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DRP1 (Dynamin-1-ähnliches Protein) für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rekombinantes Immunogen (AS 437-736). Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Spaltung, der Apoptose und der Neurologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRP1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10059
Gen-ID	10059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 437-736 des humanen DNM1L (NP_036192.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00429
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Kühlakku