


Anti-Drp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00429

Artikelnummer: CM0027644



Einführung

Anti-DRP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes DRP1 und kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung mitochondrialer Fission, Apoptose und peroxisomaler Teilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10059
GeneID	10059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 411-710 von humanem DRP1 (NP_036193.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00429
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel