


Anti-Dsc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08554

Artikelnummer: CM0018233



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes DSC1 (Desmocollin-1) für Western Blot und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Untersuchung von Desmosom-vermittelter Zelladhäsion und der Funktion der epidermalen Barriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDHF1; DG2/DG3; DSC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1823
Gen-ID	1823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 480-690 von humanem DSC1 (NP_077739.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08554
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel