


Anti-Dsc2-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02487

Artikelnummer: CM0016721



Einführung

Hochwertiger polyclonaler DSC2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches Desmocollin-2 (UniProt Q02487), ein Desmosomen-Cadherin, das für Zelladhäsion und Gewebeintegrität entscheidend ist. Geeignet für die Erforschung von Herz- und Darmgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1824
Gen-ID	1824
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 520-690 des menschlichen DSC2 (NP_077740.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02487
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku