

Anti-Dsg1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q02413

Artikelnummer: CM0028018

Einführung

DSG1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit menschlichem und Ratten-DSG1 (~114 kDa). Ideal für Studien zu Desmosomen-Adhäsion, Keratinozyten-Differenzierung und Hautbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSG1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1828
Gen-ID	1828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 800-1049 des menschlichen DSG1 (NP_001933.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q02413
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel