


Anti-Dsg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14126

Artikelnummer: CM0023672



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Desmoglein-2 (DSG2), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschungsanwendungen im Bereich Zelladhäsion, Herzerkrankungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HDGC, CDHF5, DSG2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1829
GeneID	1829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 635-935 des humanen DSG2 (NP_001934.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14126
Proteinmasse	122 kDa
Versand	Eisbeutel