

Anti-Dsg3/Desmoglein-3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - P32926

Artikelnummer: CM0024535



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Desmoglein-3 (DSG3) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Erforschung der Desmosomen-Adhäsion, Pemphigus vulgaris und der Haarfollikel-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSG3/Desmoglein-3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1830
GeneID	1830
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-615 von humanem DSG3/Desmoglein-3 (NP_001935.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32926
Protein-Gewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel