

Anti-Dspp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzw4

Artikelnummer: CM0025802

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches DSPP (Dentin-Sialophosphoprotein). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Dentinmineralisation und Biomineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSPP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1834
GenID	1834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-146 des menschlichen DSPP (NP_055023.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZW4
Proteinmasse	131 kDa
Versand	Eisbeutel