

Anti-Dspp-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Nzw4

Artikelnummer: CM0023650

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Dentin-Sialophosphoprotein (DSPP) für WB, IF-P, ELISA. Beteiligt an der Dentinogenese und Biomineralisation. Kreuzreagiert mit Human. Vorhergesagtes Molekulargewicht 131 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DSPP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
Spezies	Mensch
Gen-ID	1834
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 16-230 von menschlichem DSPP (NP_055023.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZW4
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel