

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Gegen Dth8 Für Wb Und Elisa - Q0J7P4

Artikelnummer: CM0022864



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Oryza sativa DTH8 (NF-YB11), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen bei Reis; geeignet für Studien zur Blütezeit und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTH8 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Hd5; DTH8; GHD8; HAP3H; NFYB11; OsHAP3H; OsNF-YB11
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4344784
Immunogen	Rekombinantes Protein von Oryza sativa DTH8
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q0J7P4
Proteinmolekulargewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel