

Anti-Dtna-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4J8

Artikelnummer: CM0014573



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Dystrobrevin Alpha (DTNA) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für Forschung in der Synapsen- und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTNA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1837
Gen-ID	1837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-480 von humanem DTNA (NP_001381.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y4J8
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel