

Anti-Dtnpb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ev8

Artikelnummer: CM0020893

Einführung

DTNBP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Dysbindin ist eine Komponente des BLOC-1-Komplexes, die an der Biogenese lysosomenverwandter Organellen und am Transport synaptischer Vesikel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTNBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	84062 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-351 von humanem DTNBP1 (NP_115498.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96EV8
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel