


Anti-Dtx1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Y01

Artikelnummer: CM0021241



Einführung

Anti-DTX1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (67 kDa) für WB, ELISA. Validiert in Mensch und Maus. DTX1 ist eine E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die die Notch-Signalübertragung und Immunprozesse reguliert. Q86Y01.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	hDx-1; RNF140; DTX1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 1-190 des menschlichen DTX1 (NP_004407.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86Y01
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku