


Anti-Dtymk Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Artikelnummer: CM0002044



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes DTYMK (Thymidylatkinase) validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein ~24 kDa Protein, das an der dTTP-Biosynthese beteiligt ist. Geeignet für die Onkologie- und Nukleotidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTYMK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1841
Gen-ID	1841
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen DTYMK (P23919) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P23919
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel