


Anti-Dtymk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Artikelnummer: CM0031015



Einführung

Anti-DTYMK Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliche, murine und rattige Thymidylatkinase, ein Schlüsselenzym der dTTP-Biosynthese. Geeignet für die Nukleotidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DTYMK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1841
GenID	1841
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23919
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel