


Anti-Dusp13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

Artikelnummer: CM0030948



Einführung

DUSP13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der auf humane, murine und ratten DUSP13A/B-Isoformen abzielt. Unterstützt die Forschung zu Phosphatase-Aktivität, ASK1-vermittelter Apoptose und muskelspezifischer Genexpression. Großmengen für die Entwicklung von IVD-Immunoassays verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Spezies	Human
GeneID (Human)	51207
GeneID	51207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-198 von humanem DUSP13 (NP_057448.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
Proteingewicht	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
Versand	Eistasche