


Anti-Dusp14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95147

Artikelnummer: CM0014018



Einführung

Hochwertiger Anti-DUSP14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet auf duale spezifische Proteinphosphatase 14 (MKP-6). Geeignet für die Untersuchung von TCR-Signalisierung und MAP-Kinase-Inaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MKP6; MKP-L; DUSP14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11072
GenID	11072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-198 von menschlichem DUSP14 (NP_008957.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95147
Proteinmolekulargewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel