


Anti-Dusp15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1R2

Artikelnummer: CM0024412



Einführung

DUSP15 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erforschen Sie die Rolle der Dual-Spezifitäts-Phosphatase in der Signalübertragung und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VHY; C20orf57; DUSP15
Spezies	Human
GeneID (Human)	128853
GeneID	128853
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-90 von humanem DUSP15 (NP_542178.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1R2
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eistasche