

Anti-Dusp1/Mkp1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P28562

Artikelnummer: CM0027881



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die auf humanes DUSP1/MKP1 (MAP-Kinase-Phosphatase-1) abzielen. Geeignet für Western Blotting und ELISA; kreuzreagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Forschung zu Zellsignalen und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP1/MKP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1843
Gen-ID	1843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von humanem DUSP1/MKP1 (NP_004408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28562
Proteinmolekulargewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel