


Anti-Dusp5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16690

Artikelnummer: CM0016799



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Dual-Spezifitäts-Proteinphosphatase DUSP5 (hVH3). Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Für Forschungszwecke zur Untersuchung der ERK1-Signalübertragung und nukleärer Phosphatasen. Molekulargewicht ca. 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DUSP; HVH3; DUSP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1847
GeneID	1847
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 315-384 des humanen DUSP5 (NP_004410.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16690
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku