


Anti-Dusp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16828

Artikelnummer: CM0029903



Einführung

DUSP6 Kaninchen pAb (Q16828) ist ein polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-DUSP6. Ideal für Studien zur MAP-Kinase-Signalübertragung und Schmerzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1848
GeneID	1848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 302-381 des humanen DUSP6 (NP_001937.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16828
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel