


Anti-Dusp6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q16828

Artikelnummer: CM0003760



Einführung

Hochwertiger Anti-DUSP6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Targetiert DUSP6 (42 kDa), eine ERK-spezifische MAP-Kinase-Phosphatase, die an Zelldifferenzierung und Schmerzauflösung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1848
GenID	1848
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 282-381 von humanem DUSP6 (Q16828) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16828
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel