

Anti-Dusp8-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

Artikelnummer: CM0021366



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-DUSP8-Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA. DUSP8 ist eine Dual-Spezifitäts-Phosphatase, die MAP-Kinasen dephosphoryliert und für die Signaltransduktion essenziell ist. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DUSP8-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1850
GeneID	1850
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13202
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel