

Anti-Dut Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33316

Artikelnummer: CM0029200



Einführung

Kaninchen polyklonaler DUT Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt mitochondriale dUTPase zur Untersuchung des Nukleotidstoffwechsels und der DNA-Replikationsgenauigkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMFDMS; dUTPase; DUT
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1854
Gen-ID	1854
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 89-252 von humanem DUT (NP_001020419.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P33316
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eistasche