

Anti-Dvl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14640

Artikelnummer: CM0023373



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DVL1, gültig für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Das Ziel ist am Wnt-Signalweg beteiligt; geeignet für die Forschung in der Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DVL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1855
GenID	1855
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 11-110 von humanem DVL1 (NP_001317240.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14640
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel