

Anti-Dvl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Artikelnummer: CM0016444



Einführung

DVL1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der auf das humane DVL1-Protein (UniProt O14640) abzielt und für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Assays mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte geeignet ist. Ideal für die Wnt-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DVL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Spezies	Human
GeneID (human)	1855
GeneID	1855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 510-640 von humanem DVL1 (NP_004412.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14640
Protein-Gewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel