


Anti-Dvl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O14641

Artikelnummer: CM0017524



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DVL2, validiert für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Rekombinantes Immunogen, kreuzreagiert mit humanem, 79kDa Protein. Ideal für die Erforschung der kanonischen und nicht-kanonischen Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DVL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DVL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1856
GeneID	1856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem DVL2 (NP_004413.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14641
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eistasche